



**IT COS'È**  
La soluzione salina ipertonica è un preparato sterile composto da sali e acqua purificata. La fiala è sterile e pronta all'uso, pratica da utilizzare e da tenere a portata di mano. Il prodotto è monouso, monopaziente e in fiale monodose. Si consiglia di utilizzarla in una sola volta allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche di sterilità.

**INDICAZIONI D'USO**  
La soluzione salina ipertonica è indicata per i lavaggi nasali. Deterge le cavità nasali e decongestiona le alte vie re-

spiratorie in caso di raffreddori, riniti e sinusiti, facilitando il drenaggio delle secrezioni e creando le condizioni per una serena e corretta respirazione.

**MODALITÀ D'USO PER LA PULIZIA DEL NASO**

Aprire il flaconcino sterile ruotando la chiusura a farfalla (fig.1); inclinare la testa verso sinistra, nel caso di un bambino, metterlo su un fianco, sostenendo la testa con la mano (fig.2), appoggiare delicatamente l'imboccatura del flaconcino alla narice superiore, esercitando una leggera pressione sul flaconcino

irrigare abbondantemente di soluzione.

Attendere qualche momento affinché la soluzione agisca. Rimuovere le secrezioni con un fazzoletto. Nel caso di un bambino, sollevarlo e rimuovere le secrezioni con un aspiratore nasale o con un fazzoletto (fig. 3). Ruotare la testa e ripetere l'operazione con l'altra narice.

**COMPOSIZIONE**  
Cloruro di sodio 2,5%, sodio bicarbonato 1%, fosfato monosodico 0,05%, acqua purificata q.b.

**AVVERTENZE**  
Utilizzare secondo indicazione medico-pediatrica. Per uso inalatorio, non ingerire. Non iniettabile. Conservare in luogo fresco e asciutto, non esporre a fonti di luce e calore. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Prodotto sterile solo se la confezione è integra e non danneggiata. Per bambini di età < due mesi, soggetti con patologie importanti dell'albero respiratorio, in caso di epistassi frequenti, malattie neurologiche o muscoloscheletriche e traumi maxillo-facciali, si consiglia di consultare il medico prima

dell'uso. Conservare le istruzioni fino a completa utilizzazione del prodotto. Segnalare alla propria autorità competente ed al fabbricante ogni incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo. Tenere lontano dai bambini. Non utilizzare se il confezionamento risulta danneggiato.

Data fabbricazione : primi 4 digit di LOT (es 23039999; 23=2023; 03=Marzo)

**EN WHAT IT IS**  
This hypertonic saline solution is a sterile preparation composed of salts and purified water. The vial is sterile and ready for use: easy to use and keep on hand. The disposable product is provided in single-dose single-patient vials. Use in a single administration in order to not alter the sterility of the product.

**INDICATIONS**  
The hypertonic saline solution is indicated for nasal irrigation. It cleanses the nasal cavities and decongests the upper

airways in the event of colds, rhinitis and sinusitis, helping drain secretions and foster proper conditions for carefree breathing.

**INSTRUCTIONS FOR NOSE CLEANING**

Twist the tab to open the sterile vial (fig. 1); lean your head to the left or, for children, lay the child down on one side supporting the head with your hand (fig.2), gently rest the opening of the vial against the upper nostril, press on the vial lightly and irrigate the nostril abundantly.

Wait a moment for the solution to act. Clear any secretions with a tissue. For children, lift the child and clear any secretions with a nasal aspirator or tissue (fig. 3). Turn the head and repeat the operation with the other nostril.

**COMPOSITION**  
2.5% sodium chloride, 1% sodium bicarbonate, 0.05% monosodium phosphate, purified water as required

**WARNINGS**  
Use as instructed by a doctor/paediatrician. For nasal use, do not ingest. Do not

inject. Store in a cool and dry place, do not expose to sources of heat and light. Do not use after the expiration date. The product is only sterile if the package is intact and undamaged. For children less than two months of age, or patients with significant respiratory illness, or in the event of frequent nose bleeds, or neurological or musculoskeletal diseases or maxillofacial trauma consult your physician before use. Store the instructions for as long as the product is used. Report any serious accident occurring in connection with the device to your competent authority and to the manu-

facturer. Keep out of reach of children. Do not use if the packaging is damaged.

Date of manufacture: first 4 digits of LOT (ex. 23039999; 23=2023; 03=March)

**FR DESCRIPTION DU PRODUIT**  
La solution saline hypertonique est une préparation stérile composée de sels et d'eau purifiée. Le flacon est stérile et prêt à l'emploi, pratique à utiliser et à garder à portée de main. Le produit est à usage unique, destiné à un seul patient et en flacons monodose. Il est conseillé de l'utiliser en une seule fois afin de préserver ses caractéristiques de stérilité.

**INDICATIONS D'UTILISATION**  
La solution saline hypertonique est indiquée pour les lavages nasaux. Elle nettoie les fosses nasales et déconges-

tionne les voies respiratoires supérieures en cas de rhume, de rhinite et de sinusite, en facilitant le drainage des sécrétions et en créant les conditions d'une respiration sereine et correcte.

**MODE D'EMPLOI POUR L'HYGIÈNE NASALE**

Ouvrir le flacon stérile en tournant le capuchon à ailettes (fig. 1) ; incliner la tête vers la gauche ou, s'il s'agit d'un enfant, le mettre sur le côté en lui tenant la tête avec la main (fig.2), placer délicatement l'embout du flacon dans la narine supérieure, exercer une légère pression sur le flacon et irriguer abondamment avec la solution.

Attendre quelques instants que la solution agisse. Éliminer les sécrétions avec un mouchoir. S'il s'agit d'un enfant, lui soulever la tête et éliminer les sécrétions à l'aide d'un aspirateur nasal ou d'un mouchoir (fig. 3). Tourner la tête et répéter l'opération avec l'autre narine.

**COMPOSITION**  
chlorure de sodium 2,5%, bicarbonate de soude 1%, phosphate monosodique 0,05%, eau distillée q.s.

**AVERTISSEMENTS**  
Utiliser selon les indications médicales/pédiatriques. Pour usage par inhalation,

ne pas ingérer. Ne pas injecter. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe. Ne pas utiliser après la date de péremption. Produit stérile uniquement si l'emballage est intact et non endommagé. Pour les enfants âgés de moins de mois, les personnes souffrant de pathologies importantes de l'appareil respiratoire, en cas de saignements de nez fréquents, de maladies neurologiques ou musculosquelettiques et de traumatismes maxillo-faciaux, consulter le médecin avant toute utilisation. Conserver la notice jusqu'à l'utilisation complète du produit. Signaler à votre autorité com-

pétente et au fabricant tout incident grave survenant en rapport au dispositif. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Date de fabrication : 4 premiers chiffres de LOT (ex : 23039999 ; 23=2023 ; 03=Mars)



Rinoflux



PIKDARE S.p.A., via Saldarini Catelli 10, 22070 Casnate con Bernate (CO)-Italy  
Made in Italy • Fabricado en Italia • Fabricado en Italia • Κατασκευάζεται στην Ιταλία • صنع في إيطاليا

76391050000 Rev. 01-02/2023

