

**PIKDARE**

codice: 71 005459 000 000

flow chart: 118838 Z2 2

codice distinta:

cliente MKTG: PIKDARE

operatore:

RezzonicoDesign

responsabile area:

Mario Moscatelli - 7378

n. colori: 6 + fustella



inizio lavorazione

12/12/2022

I revisione

10/01/2023

II revisione

23/01/2023

III revisione

20/09/2023

IV revisione

03/11/2023

chiusura lavorazione

03/11/2023

MADE IN .....CONFERMATO DA MKTG  
4/01/2021



REV. 00-10/2023

Flexa Ideal

Without varnish  
50 x 25 mm

**Flexa Ideal**

**Venda elástica**  
Ligadura elástica  
Elastik bandaj

**Compresión Ligera**  
Compressão Leve  
Half sıkıştırma

11 Benda elastica indicata per il trattamento compressivo di lesioni muscoloscheletriche, post-fratture e nel caso di lesioni da trauma contusivo. 20cmx5m estesa. Circa 64% cotone, 34% poliammide, 2% elastan.

12 Elastischer Verband für die Kompressionsbehandlung von Verletzungen des Bewegungsapparates, zur Behandlung nach Frakturen und bei stumpfen Verletzungen. 20 cm x 5 m gedehnt. Ca. 64% Baumwolle, 34% Polyamid, 2% Elastan.

13 Bande élastique indiquée pour le traitement par compression de blessures musculo-squelettiques, en cas de fracture et de blessures contondante. 20 cm x 5 m étiré. Environ 64 % coton, 34 % polyamide, 2 % élasthanne.

14 Venda elástica indicada para el tratamiento compresivo de lesiones musculo-esqueléticas, para el tratamiento tras una fractura y para el tratamiento de contusiones. 20 cm x 5 m estirada. Composición: aprox. 64 % de algodón, 34 % de poliamida y 2 % de elastano.

15 Ligadura elástica indicada para o tratamento de compressão de lesões musculo-esqueléticas, pós-tratamento de fraturas e tratamento de traumatismos. 20 cm x 5 m esticada. Cerca de 64% de algodão, 34% de poliamida, 2% de elastano.

16 Kas-iskelet sistemi yaralanmalarının kompresyon tedavisi, kırık sonrası tedavi ve delinme yaralanmaları için elastik bandaj. 20 cm x 5 m gerilmiş. Yaklaşık %64 pamuk, %34 poliamid, %2 elastan.

**Flexa Ideal**

**Benda Elastica**  
Elastischer Stützverband  
Bandage élastique

**Leggera Compressione**  
Leichte Kompression  
Compression Légère

17 Avvertenze : Dispositivo medico. Avvertenza: Applicare la benda solo su cute integra e con una tensione non eccessiva. Le clip utilizzate per fissare la benda non devono essere applicate sui pazienti. Segnalare alla propria autorità competente e al fabbricante ogni incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo.

18 Warnung: Medizinprodukt. Warnung: Legen Sie die Bandage nur auf intakte Haut und mit nicht übermäßiger Spannung an. Die Clips zur Fixierung des Verbandes dürfen nicht am Patienten angelegt werden. Melden Sie Ihrer zuständigen Behörde und dem Hersteller alle schwerwiegenden Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten sind.

19 Avertissement : dispositif médical. Attention : appliquer le bandage uniquement sur une peau intacte et sans tension excessive. Les agrafes utilisées pour la fixation du bandage ne sauraient être appliquées sur le patient. Signaler à l'autorité compétente et au fabricant tout incident grave survenu en relation avec le dispositif.

20 Advertencia: Producto sanitario. Advertencia: Aplicar el vendaje únicamente sobre piel intacta y sin tensión excesiva. Los clips utilizados para asegurar el vendaje no deben aplicarse a los pacientes. Comuniqué a su autoridad competente y al fabricante cualquier incidencia grave que se produzca en relación con el producto.

21 Advertência: dispositivo médico. Advertência: aplique a ligadura apenas sobre pele intacta e sem tensão-lá excessivamente. Os cliques para fixar a ligadura não devem ser aplicados nos pacientes. Comunique quaisquer incidentes graves ocorridos no âmbito da utilização do dispositivo à respetiva autoridade competente e ao fabricante.

22 Uyarı: Tıbbi ürün. Bandajı sadece sağlıklı deriye uygulayın ve çok germeden uygulayın. Bandajı sabitlemek için klipler hastaya temas etmemelidir. Ürünle ilgili meydana gelen ciddi durumları/sorunları yetkili makaminize ve üreticiye bildirin.

**Compresión**

Compressão - Sıkıştırma

20cm x 5m

**Compressione**

Kompression - Compression

20 cm x 5m

KOB GmbH  
Ludwigstraße 50  
67723 Wolfstein - www.kob.de

PIKDARE S.p.A.  
Via Solinari Canelli, 19  
22070 Canate con Bernate (CO) - Italy  
Made in India - Hecht in India - Hecht in India

Numero verde consumatori Italia  
800 900 080

www.picosolution.com

REF 40596821

PIKDARE ID 58005459000000



4 004221 015351